


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tsc2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49815

Número de artículo: CM0015183



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TSC2 humano (tuberina), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta TSC2 en muestras humanas, de ratón y de rata, adecuado para investigaciones sobre la señalización de mTORC1 y la esclerosis tuberosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo TSC2
Observaciones/Alias	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
Especie	Humana
GeneID (humano)	7249
GeneID	7249
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1160-1255 de TSC2 humano (NP_000539.2)
Fuente	Tejido de conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P49815
Peso de la proteína	201 kDa
Envío	Bolsa de hielo