

Anticuerpo Policlonico Anti-Tsc22D3 Para If/Icc, Elisa - Q99576

Número de artículo: CM0024611

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a TSC22D3 (GILZ) humano, adecuado para IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para investigación sobre apoptosis, inflamación y señalización por glucocorticoides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSC22D3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
Especie	Humano
GeneID (humano)	1831
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TSC22D3 humano (NP_004080.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q99576
Peso Molecular de la Proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo