

Anticuerpo Policlonal Anti-Tsc22D3 Para Wb, Elisa - Q99576

Número de artículo: CM0029722

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TSC22D3 humano (GILZ, DSIPI). Probado en WB y ELISA. Ideal para estudiar apoptosis, inflamación y señalización de glucocorticoides. Fiable para el desarrollo de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSC22D3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1831
GeneID	1831
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 58-134 de TSC22D3 humano (NP_004080.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99576
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo