

Anticuerpo Policlonal Anti-Tsen2 Para Wb, Elisa - Q8Nce0

Número de artículo: CM0029700



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la TSEN2 humana (subunidad Sen2 de la endonucleasa de empalme de tRNA). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada hacia humano, ratón y rata. Ideal para investigación en procesamiento de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSEN2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SEN2; PCH2B; SEN2L; TSEN2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	80746
ID del Gen	80746
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de la TSEN2 humana (NP_079541.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NCE0
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo