

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tsen54 Para Wb, Elisa - Q7Z6J9

Número de artículo: CM0017065



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que dirige a TSEN54, una subunidad de la endonucleasa de empalme de tARN implicada en el procesamiento de ARN y la neurodegeneración. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSEN54 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PCH4; PCH5; PCH2A; sen54; SEN54L; TSEN54
Especie	Humano
GeneID (Humano)	283989
GeneID	283989
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del TSEN54 humano (NP_997229.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z6J9
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo