


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tsfm Para Wb, If/Icc, Elisa - P43897

Número de artículo: CM0012838



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TSFM humano (factor de elongación Ts mitocondrial). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de traducción mitocondrial y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSFM Conejo pAb
Observaciones/Alias	EFTS; EFTSMT; TSFM
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10102
ID del Gen	10102
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 245-346 de TSFM humano (NP_001166167.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43897
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo