

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tshb Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01222

Número de artículo: CM0026041



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo TSHB validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta TSH-beta humana y de ratón, ~16 kDa. Ideal para la investigación del metabolismo tiroideo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSHB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TSH-B; TSH-BETA; TSHB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7252
GeneID	7252
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-138 de la TSHB humana (NP_000540.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P01222
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo