

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tshb Para Wb, Elisa - P01222

Número de artículo: CM0015625



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TSHB humana (TSH-beta), adecuado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de las hormonas tiroideas y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TSHB Rabbit pAb
Observaciones/alias	TSH-B; TSH-BETA; TSHB
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7252
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre el aminoácido 50 y el extremo C-terminal de la TSHB humana (NP_000540.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P01222
Peso proteico	16 kDa
Envío	Bolsas de hielo