

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tshr Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16473

Número de artículo: CM0028019



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-TSHR de CamelBio detecta TSHR humano, de ratón y de rata para western blot, IHC-P y ELISA. Ideal para investigación sobre señalización hormonal tiroidea y receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TSHR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LGR3; CHNG1; hTSHR-I; TSHR
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7253
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-253 de la TSHR humana (NP_001018046.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16473
Peso de la proteína	87kDa
Envío	Bolsa de hielo