


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tshz3 Para Wb, Elisa - Q63Hk5

Número de artículo: CM0023087



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo TSHZ3 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta la proteína TSHZ3 humana y de ratón, un regulador transcripcional crucial para el neurodesarrollo y la formación del músculo liso del uréter. Adecuado para estudios de neurociencia y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSHZ3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TSH3; ZNF537; TSHZ3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57616
GeneID	57616
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 791-890 de TSHZ3 humano (NP_065907.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q63HK5
Peso Proteico	119kDa
Envío	Bolsa de hielo