


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tslp Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q969D9

Número de artículo: CM0007391



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra TSLP (SWISS: Q969D9) para WB, IHC, IF, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación de maduración de células dendríticas e inflamación alérgica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TSLP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TSLP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	85480
GeneID	85480
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-159 de TSLP humano (NP_149024.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q969D9
Peso de la proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo