


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tsnax Para Wb, Elisa - Q99598

Número de artículo: CM0016324



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TSNAX humano (TRAX, C3PO), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Soporta estudios sobre el complejo de silenciamiento de ARN y la espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSNAX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C3PO; TRAX; TSNAX
Especie	Humano
GeneID	7257
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 del TSNAX humano (NP_005990.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99598
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo