

Anticuerpo Policlonico Anti-Tspan18 Para Wb, Elisa - Q80Wr1

Número de artículo: CM0024013

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra Tspan18 de ratón, apto para aplicaciones de Western blot y ELISA, validado para reactividad en ratón y rata. Tspan18 regula la localización de ORAI1 y la señalización de Ca²⁺.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Tspan18 pAb de conejo
Observaciones/Alias	6720430O15; 2610042G18Rik; Tspan18
Especie	Ratón
GeneID	241556
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 149-248 de Tspan18 de ratón (NP_899003.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q80WR1
Peso Molecular	28kDa
Envío	Bolsa de hielo