

Anticuerpo Policlonal Anti-Tspan33 Para Wb, Elisa - Q86Uf1

Número de artículo: CM0029712

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo TSPAN33 validado para WB y ELISA. Reconoce TSPAN33 humano, de ratón y de rata. Inmunógeno de péptido sintético dirigido al extremo C-terminal. Ideal para estudios de eritropoyesis e interacción con ADAM10.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TSPAN33
Observaciones/Alias	PEN; PEN.; TSPAN-33; TSPAN33
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	340348
ID del Gen	340348
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200 al extremo C-terminal de TSPAN33 humano (NP_848657.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86UF1
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo