

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tspo Para Wb, If/Icc, Elisa - P30536

Número de artículo: CM0022287

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TSPO (PBR) humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Detecta la proteína translocadora mitocondrial de 19 kDa implicada en el transporte de colesterol y la síntesis de esteroides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PBR/TSPO Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRP; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSPO1; PBR/TSPO
Especie	Humano
GeneID (Humano)	706
GeneID	706
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-50 de PBR/PBR/TSPO humano (NP_000705.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P30536
Peso de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo