

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tspy3 Para Wb Y Elisa - P0Cv98

Número de artículo: CM0019444

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TSPY3 validado para WB y ELISA. Detecta TSPY3 humano y presenta reactividad cruzada con rata. Para investigaciones sobre la diferenciación y proliferación espermáticas. - P0CV98

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra TSPY3
Observaciones/Alias	CT78; TSPY; TSPY1; TSPY10; TSPY3
Especie	Humana
GeneID (humano)	728137
GeneID	728137
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-308 de TSPY3 humana (NP_001071165.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P0CV98
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo