

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tspyl2 Para Wb Y Elisa - Q9H2G4

Número de artículo: CM0013036

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TSPYL2 humano (Proteína similar a la codificada en el Y específica de testículo 2), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con TSPYL2 de ratón y rata. Adecuado para investigar la regulación transcripcional, la dinámica de la cromatina y el control del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSPYL2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CDA1; CTCL; NP79; TSPX; CINAP; DENTT; SE204; HRIHFB2216; TSPYL2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	64061
ID de Gen	64061
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-460 del TSPYL2 humano (NP_071400.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H2G4
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo