

Anticuerpo Policlonal Anti-Tssk3 Para Wb, Elisa - Q96Pn8

Número de artículo: CM0031086

Introducción

pAb de conejo anti-TSSK3 validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Objetivo: quinasa de serina/treonina específica de testículo 3, esencial para el desarrollo de espermátides y la fertilidad masculina. Ideal para la investigación de biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-TSSK3
Observaciones/Alias	TSK3; SPOGA3; STK22C; STK22D; TSSK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	81629
GeneID	81629
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-268 del TSSK3 humano (NP_443073.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96PN8
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo