

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tssk4 Para Wb Y Elisa - Q6Sa08

Número de artículo: CM0030735

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TSSK4 humana, validado para WB y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón. La serina/treonina quinasa específica de testículo de ~37 kDa está implicada en la espermatogénesis y la vía de señalización Cre/Creb. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TSSK4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TSK4; TSK-4; TSSK5; STK22E; C14orf20; TSSK4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	283629
ID del gen	283629
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 79-328 de la TSSK4 humana (NP_777604.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q6SA08
Peso molecular de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo