


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ttbk2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Iq55

Número de artículo: CM0026825



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TTBK2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. El objetivo es tau-tubulin quinasa 2, un regulador de la ciliogénesis y la fosforilación de tau. Adecuado para la investigación de neurodegeneración y ciliopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TTBK2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TTBK; SCA11; TTBK2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	146057
ID de Gen	146057
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1185-1244 de TTBK2 humano (NP_775771.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q6IQ55
Peso Proteico	137kDa
Envío	Bolsa de hielo