


Anticuerpo Policlonal Anti-Ttc11/Fis1 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y3D6

Número de artículo: CM0026400



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TTC11/FIS1, apto para WB, IP, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre dinámica mitocondrial, fisión peroxisomal y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TTC11/FIS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TTC11; CGI-135; TTC11/FIS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51024
GeneID	51024
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-122 de TTC11/FIS1 humano (NP_057152.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3D6
Peso de la Proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo