

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ttc3 Para Wb, Elisa - P53804

Número de artículo: CM0012958

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la E3 ubiquitin-proteína ligasa TTC3. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de ubiquitinación, señalización de Akt y diferenciación neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TTC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DCRR1; RNF105; TPRDIII; TTC3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7267
GeneID	7267
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1400-1700 de la TTC3 humana (NP_003307.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53804
Peso Molecular	230kDa
Envío	Bolsa de hielo