


Anticuerpo Policlonal Anti-Ttc5 Para Wb, Elisa - Q8N0Z6

Número de artículo: CM0014097



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TTC5 humano (Strap), validado para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de regulación de la cromatina y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TTC5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Strap; NEDCAFD; TTC5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	91875
GeneID	91875
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de TTC5 humano (NP_612385.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N0Z6
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo