

Anticuerpo Policlonal Anti-Ttc7A De Conejo Para Wb, Elisa - Q9ULT0

Número de artículo: CM0023069

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TTC7A humano, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para investigaciones sobre la localización de PI4K en la membrana plasmática y la síntesis de fosfatidilinositol 4-fosfato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	pAb de Conejo TTC7A
Observaciones/Alias	TTC7; GIDID; MINAT; TTC7A
Especie	Humano
GeneID	57217
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de TTC7A humano (NP_001275880.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9ULT0
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo