

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ttf-1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43699

Número de artículo: CM0009927

Introducción

mAb de conejo anti-TTF-1 validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Dirigido contra NKX2-1, un factor de transcripción tiroideo crucial para el desarrollo pulmonar y tiroideo. Ideal para investigaciones sobre cáncer y desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TTF-1
Observaciones/Alias	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7080
GeneID	7080
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de NKX2-1 humano (P43699).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P43699
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo