

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ttf1 Para If/Icc, Elisa - Q15361

Número de artículo: CM0024487

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a TTF1 humano, un factor de terminación de transcripción nucleolar. Validado para IF/ICC y ELISA. Ideal para estudios de regulación de la transcripción del ADNr y función nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TTF1 Rabbit pAb
Notas/Alias	TTF-1; TTF-I; TTF1
Especie	Humano
GeneID	7270
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 806-905 de TTF1 humano (NP_031370.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15361
Peso Molecular de la Proteína	103kDa
Envío	Bolsa de hielo