

Anticuerpo Policlonal Anti-Ttk Para Wb, If/Icc, Elisa - P33981

Número de artículo: CM0024033



Introducción

Anticuerpo TTK (MPS1) policlonal de conejo para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta TTK humano, de ratón y de rata; se dirige a la quinasa del punto de control del ensamblaje del huso mitótico. Ideal para estudios del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TTK Conejo pAb
Observaciones/Alias	ESK; PYT; CT96; MPH1; MPS1; MPS1L1; TTK
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7272
ID del Gen	7272
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 536-789 del TTK humano (NP_003309.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33981
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo