

Anticuerpo Policlonal Anti-Ttll12 Para Wb Y Elisa - Q14166

Número de artículo: CM0023234

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TTLL12 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. TTLL12 es un regulador de las modificaciones postraduccionales de la tubulina, la mitosis, la estabilidad cromosómica y la inmunidad antiviral innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TTLL12 Conejo pAb
Observaciones/Alias	dj526l14.2; TTLL12
Especie	Humano
ID del gen	23170
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 485-644 de TTLL12 humano (NP_055955.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14166
Peso proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo