


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ttr Para Wb, Elisa - P02766

Número de artículo: CM0011584



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-TTR validado para WB y ELISA. Dirigido a la transtirretina humana (P02766), un transportador de hormonas tiroideas. Ideal para estudiar amiloidosis y mecanismos de transporte hormonal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo TTR
Observaciones/Alias	CTS; TTN; ATTR; CTS1; PALB; TBPA; HEL111; HsT2651; TTR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7276
GeneID	7276
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 68-147 de la TTR humana (P02766).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P02766
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo