

Anticuerpo Policlonal Anti-Tubb8 De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q3Zcm7

Número de artículo: CM0030550

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TUBB8 humano, dirigido a los aa 350-444. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para investigación de dinámica de microtúbulos y maduración de ovocitos. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TUBB8
Observaciones/Alias	OOMD; OOMD2; OZEMA2; bA631M21.2; TUBB8
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	347688
ID del Gen	347688
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-444 de TUBB8 humano (NP_817124.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q3ZCM7
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo