

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tubgcp3 Para Wb, Elisa - Q96Cw5

Número de artículo: CM0029740



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el componente 3 del complejo de gamma-tubulina (TUBGCP3/GCP3), validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios de centrosoma y nucleación de microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TUBGCP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	104p; ALP6; GCP3; Spc98; SPBC98; Spc98p; Grip104; TUBGCP3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10426
ID de Gen	10426
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de TUBGCP3 humana (NP_001273207.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96CW5
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo