

Anticuerpo Policlonal Anti-Tubgcp5 Para Wb, Elisa - Q96Rt8

Número de artículo: CM0020646



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TUBGCP5 (118 kDa) para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta TUBGCP5 humano y de rata, un componente clave del complejo en anillo de gamma-tubulina involucrado en la nucleación de microtúbulos. Adecuado para la investigación en biología del centrosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TUBGCP5
Observaciones/Alias	GCP5; TUBGCP5
Especie	Humano
GeneID (humano)	114791
GeneID	114791
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de TUBGCP5 humano (NP_443135.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q96RT8
Peso Molecular de la Proteína	118kDa
Envío	Bolsa de hielo