


## Anticuerpo Policlonal Anti-Tubgcp6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rt7

Número de artículo: CM0018976



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TUBGCP6 (GCP6), una subunidad clave del complejo de anillo de gamma-tubulina. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Esencial para estudios del centrosoma y de la nucleación de microtúbulos.

[Aprende más](#)

| Parámetro               | Valor                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto     | TUBGCP6 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Sinónimos | GCP6; GCP-6; MCCR1; MCCR2; MCPHC; TUBGCP6                                                                                            |
| Especie                 | Humano                                                                                                                               |
| ID del gen (humano)     | 85378                                                                                                                                |
| ID del gen              | 85378                                                                                                                                |
| Inmunógeno              | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-900 de TUBGCP6 humano (NP_065194.2) |
| Origen                  | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría               | Anticuerpos policlonales                                                                                                             |
| Aplicación              | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad cruzada     | Humano, ratón, rata                                                                                                                  |
| SWISS                   | Q96RT7                                                                                                                               |
| Peso de la proteína     | 200 kDa                                                                                                                              |
| Envío                   | Bolsa de hielo                                                                                                                       |