


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tufm Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49411

Número de artículo: CM0025723



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TUFM humano (EF-TuMT), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal para la investigación de traducción mitocondrial, autofagia e inmunidad innata. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TUFM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P43; EFTU; COXPD4; EF-TuMT; TUFM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7284
GeneID	7284
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 186-455 de TUFM humano (NP_003312.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49411
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo