


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tug/Aspscr1 Para Wb Y Elisa - Q9Bze9

Número de artículo: CM0003903



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-TUG/ASPSCR1 de CamelBio, validado para Western Blot y ELISA. Detecta TUG/ASPSCR1 humano de ratón, una proteína de anclaje de GLUT4 a ~60kDa. Ideal para investigación sobre metabolismo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo TUG/ASPSCR1
Observaciones/Alias	TUG; ASPL; ASPS; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPCR1; TUG/ASPSCR1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	79058
ID de Gen	79058
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del TUG/ASPSCR1 humano (Q9BZE9).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BZE9
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo