

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tulp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46686

Número de artículo: CM0020247

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Tulp2 (proteína 2 relacionada con Tubby) de ratón. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de retina y testículo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Tulp2
Observaciones/Alias	Pdet, Tulp2
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	7288
ID del Gen	56734
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 78-305 de Tulp2 de ratón (NP_032833.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46686
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo