

Anticuerpo Policlonico Anti-Tweakr/Fn14/Cd266 Para Wb - Q9Np84

Número de artículo: CM0013660



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a TWEAKR/Fn14/CD266 humano (TNFRSF12A). Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Inmunógeno recombinante; 14 kDa; reactivo humano. Adecuado para investigación en apoptosis y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TWEAKR/Fn14/CD266 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FN14; CD266; TWEAKR; TWEAKR/Fn14/CD266
Especie	Humano
GeneID (humano)	51330
GeneID	51330
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-129 de TWEAKR/Fn14/CD266 humano (NP_057723.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NP84
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo