


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tweakr/Fn14/Cd266 Para Wb, Elisa - Q9Np84

Número de artículo: CM0010392



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TWEAKR/Fn14/CD266 humano (TNFRSF12A), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Inmunógeno recombinante de aminoácidos 50-129. Reconoce proteína de 14kDa. Apto para estudios de apoptosis, angiogénesis y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo TWEAKR/Fn14/CD266
Observaciones/Alias	FN14; CD266; TWEAKR; TWEAKR/Fn14/CD266
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51330
GeneID	51330
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-129 de TWEAKR/Fn14/CD266 humano (Q9NP84))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NP84
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo