

Anticuerpo Policlonal Anti-Twf1 Para Wb, Elisa - Q12792

Número de artículo: CM0017720



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TWF1 humano (Twinfilina-1/A6/PTK9). Validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación de dinámica de actina y endocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo TWF1
Observaciones/Alias	A6, PTK9, TWF1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5756
ID del Gen	5756
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 101-350 de TWF1 humano (NP_002813.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q12792
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo