


Anticuerpo Policlonal Anti-Twf2 Para Wb, Elisa - Q6lbs0

Número de artículo: CM0026428



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra twinfilina-2 (TWF2), validado para transferencia Western y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Participa en la dinámica de actina y la endocitosis. Adecuado para investigación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TWF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	A6r; A6RP; PTK9L; MSTP011; TWF2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	11344
ID del Gen	11344
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-349 de la TWF2 humana (NP_009215.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6lbs0
Peso de la Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo