


Anticuerpo Monoclonal Anti-Twf2 De Conejo Para Wb, Ip, Elisa - Q6Ibs0

Número de artículo: CM0006961



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TWF2 humano (Twinfilina-2), validado para aplicaciones de WB, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Reconoce una proteína de ~40 kDa involucrada en la dinámica de la actina y la endocitosis mediada por clatrina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-TWF2
Observaciones/Alias	A6r; A6RP; PTK9L; MSTP011; TWF2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	11344
ID del Gen	11344
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-349 de TWF2 humano. (NP_009215.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6Ibs0
Peso Molecular de la Proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo