

Anticuerpo Policlonal Anti-Twist Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15672

Número de artículo: CM0025904



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína Twist humana (TWIST1, bHLHa38). Validado para WB, IHC-P, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre regulación de la transcripción, desarrollo craneofacial y miogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Twist Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist
Especie	Humano
GeneID (humano)	7291
GeneID	7291
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de Twist (NP_000465.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15672
Peso de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo