

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Twist Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15672

Número de artículo: CM0023779



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Twist humano (TWIST1) para WB, IHC-P, ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la regulación de la transcripción, miogénesis y craneosinostosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Twist Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7291
ID de gen	7291
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 51-150 de Twist humano (NP_000465.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15672
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo