

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Twist1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q15672

Número de artículo: CM0005905



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TWIST1 validado para western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con TWIST1 humano y de ratón, ideal para estudios de regulación transcripcional y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

| Parámetro del Producto | Valor                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto    | TWIST1 Rabbit mAb                                                                                                     |
| Observaciones/Alias    | TWIST1; ACS3; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; SCS; TWIST; bHLHa38; proteína relacionada con twist 1                     |
| Especie                | Humano                                                                                                                |
| GeneID (Humano)        | 7291                                                                                                                  |
| GeneID                 | 7291                                                                                                                  |
| Inmunógeno             | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del TWIST1 humano (NP_000465.1) |
| Fuente                 | Conejo                                                                                                                |
| Categoría              | Anticuerpos Monoclonales                                                                                              |
| Aplicación             | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                               |
| Reactividad Cruzada    | Humano, Ratón                                                                                                         |
| SWISS                  | Q15672                                                                                                                |
| Peso Proteico          | 21kDa                                                                                                                 |
| Envío                  | Bolsa de hielo                                                                                                        |