

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-TxlNa Para Wb, Elisa - P40222

Número de artículo: CM0020154

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-TXLNA validado para WB, ELISA. Reconoce la alfa-taxilina humana (62 kDa, ID de gen 200081), una proteína involucrada en el tráfico de vesículas intracelulares y la exocitosis. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TXLNA
Observaciones/Alíase	IL14; TXLN; TXLNA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	200081
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-160 de la TXLNA humana (NP_787048.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P40222
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo