

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-TxlNa Para Wb, If/Icc, Elisa - P40222

Número de artículo: CM0019666

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la alfa-taxilina humana (TXLNA). Adecuado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar el tráfico de vesículas intracelulares y la exocitosis dependiente de calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TXLNA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IL14; TXLN; TXLNA
Especie	Humano
GenelD (humano)	200081
GenelD	200081
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de la TXLNA humana (NP_787048.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P40222
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo