

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Txndc12 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95881

Número de artículo: CM0018647



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TXNDC12 humano (ERp18/ERp19), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la actividad de la proteína disulfuro isomerasa del RE y la regulación redox.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TXNDC12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AG1, AGR1, ERP16, ERP18, ERP19, TLP19, hAG-1, PDIA16, hTLP19, TXNDC12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51060
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 93-172 de TXNDC12 humano (NP_056997.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95881
Peso molecular de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo