


Anticuerpo Policlonal Anti-Txndc5 Para Wb - Q8Nbs9

Número de artículo: CM0018664



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TXNDC5 humana (ERp46), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio del plegamiento de proteínas del RE y la formación de enlaces disulfuro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TXNDC5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HCC2; ERP46; HCC-2; STRF8; PDIA15; UNQ364; ENDOPDI; TXNDC5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	81567
GeneID	81567
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-324 de TXNDC5 humana (NP_001139021.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NBS9
Peso Molecular	48kDa
Envío	Bolsa de hielo