

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Txndc9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14530

Número de artículo: CM0030321

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TXNDC9, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta TXNDC9 humano, de ratón y de rata, un regulador negativo de la actividad ATPasa de la chaperonina TCP1 involucrada en el plegamiento de actina y tubulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TXNDC9 Conejo pAb
Observaciones/Alías	APACD, PHLP3, TXNDC9
Especies	Humano
ID Gen (Humano)	10190
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de TXNDC9 humano (NP_005774.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14530
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo