


Anticuerpo Policlonal Anti-Txnip Para Wb, Elisa - Q9H3M7

Número de artículo: CM0019797



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TXNIP humano (VDUP1), adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el estrés oxidativo, la regulación del ciclo celular y la supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TXNIP Rabbit pAb
Observaciones/alias	THIF; VDUP1; ARDC6; HHCPA78; EST01027; TXNIP
Especie	Humano
GeneID (humano)	10628
GeneID	10628
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 291-391 de TXNIP humano. (NP_006463.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9H3M7
Peso molecular	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo